

1352482 - Onderzoekstafel Praxis 3 Comfort Elite - elektrisch in hoogte verstelbaar - Pagode Blue - 1 st



Beschrijving

De Praxis 3 Comfort Elite is door het speciale geïntegreerde ladesysteem een unieke tafel. Beide lades zijn uitgevoerd in staal en voorzien van robuuste lade geleiders. De tweeweg geleiders van Duitse makelij zijn van zeer hoge kwaliteit en zorgen er voor dat de lades jarenlang zonder problemen functioneren. Bij aanschaf dient er gekozen te worden naar welke kant de lades geopend kunnen worden. Om dit duidelijk te maken kunt u de afbeelding gebruiken die is toegevoegd.

De nieuwe grotere lades hebben een afmeting van 57x47x15cm en dat zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld een set beensteunen in opeborgen kan worden.

Door de uitgebalanceerde vlakverdeling zit of ligt de patiënt altijd comfortabel op deze tafel. Ook in zit-positie steken de voeten niet uit en worden ze goed ondersteund.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 64 cm, L 198 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Hoogte	60-130 cm
Hefvermogen	175 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	40 s
sku	1352482
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Kleur	Pagode Blue
Standaard hoogtebediening	Voetschakelaar
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk