

1552681 - Manumed ST - 3-delig - hoofddeelversie - elektrisch



Beschrijving

Met deze budgetvriendelijke Manumed onderzoeks- en behandeltafel kunt u werkelijk overal behandelen (ook zonder elektrische voorzieningen - zie hydraulische versie). Deze elektrische variant maakt het gebruik wel nog comfortabeler. Met een eenvoudige druk op de knop (of met behulp van de rondombediening) wordt de hoogte geheel elektrisch ingesteld. Welke variant u ook kiest, de Manumed ST is een perfecte kwaliteitstafel met een stabiel frame en is voorzien van een uiterst fraaie bekleding. Dankzij de geometrie van het frame is er ook veel beenruimte onder de tafel, waardoor een behandeling 'in zit' ook voor de specialist zeer comfortabel is. Een wielhefmechanisme behoort tot de optionele mogelijkheden waarmee de tafel eenvoudig en snel verplaatst kan worden. De Manumed ST is de ideale Manumed voor een zeer vriendelijke prijs.

- Verkrijgbaar als 2-delig en als 3-delig model
- Verkrijgbaar als hoofddeel- of als rugdeelvariant
- Verkrijgbaar met hydraulische of met elektrische hoogte-verstelling
- Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren polstering
- Vele opties en accessoires zijn mogelijk
- Bijzonder aantrekkelijk prijsniveau

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1552681
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk