

## 1609851 - Schiller Fred Easy G2 Semi-Automatisch - WIFI - Engelstalig



### Beschrijving

#### GESCHIKT VOOR ALLE PROFESSIONALS

Voor professioneel gebruik biedt de Schiller FRED easy G2 verschillende mogelijkheden. Het apparaat begeleidt de hulpverlener bij het uitvoeren van reanimatie van hoge kwaliteit, via de FreeCPR-optie of de ARGUS LifePoint 2-sensor (optie). De defibrillator is perfect geschikt voor alle afdelingen binnen medische instellingen en ziekenhuizen.

#### SEMI-AUTOMATISCH VOOR IEDEREEN

Deze versie van het apparaat voldoet aan de behoeften van zowel eerstehulpverleners als zorgprofessionals. De FRED easy G2 kan eenvoudig worden geconfigureerd om kortere gesproken instructies te geven, indien gewenst. Als na de automatische analyse een schokbaar ritme wordt gedetecteerd, wordt de gebruiker gevraagd de schok toe te dienen door op de oranje knop te drukken.

#### Kenmerken:

- ? **Semi-automatische en automatische modus**
- ?? **5" touchscreen**
- ? **Altijd klaar voor gebruik:** knipperende LED en regelmatige zelftests
- ? **Reanimatiehulp:** metronoom, FreeCPR (optie) en ARGUS LifePoint-sensor (optie)
- ? **Geïntegreerde kindermodus:** dezelfde elektroden voor volwassenen en kinderen
- ? **Keuze uit vier vooraf ingestelde talen** (optie)
- ? **USB, Bluetooth, mobiel netwerk (optie) en Wi-Fi**
- ?? **LifeDataNet G2:** visualiseer AED's op een kaart, controleer de status, voer software-updates op afstand uit, enz.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Schiller
<b>sku</b>	1609851
<b>Type</b>	Semi-automatisch
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse III
<b>Type verpakking</b>	Stuk