

1627377 - Relax Pro standaard kussen - bi-tec - visco - L 200 cm - 1 st



Beschrijving

Het Standaard kussen heeft een lang, gebogen ontwerp dat het lichaam volledig ondersteunt in rug-, zij- of buikpositie. Dankzij deze veelzijdige vorm is het geschikt voor zowel langdurige rustposities als wisselhoudingen.

Visco-elastische vlokken – extra comfortabel, geluidloos en drukverdelend, met zachte tegendruk die zich aanpast aan elke lichaamshouding.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	L 200 cm
SKU leverancier	040102
sku	1627377
Samenstelling	Visco-elastische vlokken
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk