

1005431 - Mepore® film - steriel - 10 x 12 cm - 1 x 10 st



Beschrijving

Mepore® Film is een zelfklevend verband dat ideaal is als secundair fixatieverband om hydrogel of alginaat te bedekken. U kunt het ook gebruiken voor een verscheidenheid aan schone wonden in de granulatiefase.

Mepore® Film is luchtdoorlatend om maceratie van de wonde te voorkomen en is gemakkelijk aan te brengen, zelfs als u handschoenen draagt. Omdat het transparant is, is het gebied rondom de wonde goed zichtbaar.

- Ademend om maceratie te voorkomen en een vochtige wondomgeving in stand te houden.
- Het schutblad is gemakkelijk te verwijderen en is ook aseptisch.
- Oplosmiddelvrije kleefstof op waterbasis zorgt voor zachte fixatie.
- Virale en bacteriële barrière.
- Het verband is soepel en vormt zich goed naar de lichaamscontouren, zodat het lichaam kan bewegen.

Specificaties

Merk	Mölnlycke
Samenstelling	PU
sku	1005431
Steriel	Ja
Kompres	Nee
Geperforeerd	Nee
Aantal per verpakking	1 x 10 st
Kleur	Transparant
Maat	10 cm x 12 cm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos