

1559298 - Molift RgoSling Highback Net - met lussen - L - 1 st



Beschrijving

Molift Rgo Sling HighBack Net is een allround tilband die geschikt is voor de meeste gebruikers en hijssituaties in de thuiszorg en institutionele omgevingen.

RgoSling HighBack Net biedt ondersteuning voor zowel het lichaam als het hoofd. Het stelt de gebruiker in staat om een licht hellende houding aan te nemen die geschikt is voor gebruikers met een verminderde romp- en hoofdstabiliteit. Hij is bijzonder geschikt voor het hijsen van en naar een liggende positie.

Het RgoSling HighBack Net is gemaakt van een zacht net mesh polyester materiaal. Het materiaal ademt goed en droogt zeer snel. De tilband is vooral geschikt voor douche- en badsituaties. De mesh-versie heeft dezelfde vorm en eigenschappen als de gewatteerde versies, zoals; schuiflussen, applicatiezak in de rug en beensteunen en banden voor een betere gewichtsverdeling in de beendelen.

Specificaties

Merk	Molift
Hoofdsteun	Ja
Samenstelling	Polyester en PE-cellfoam
sku	1559298
Bevestiging tilbanden	Lussen
Maat	L
Max. gewicht volwassene	300 kg
Type tilband	Allround tilband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk