

## 1626701 - Gyneas Navelstreng klem - wit - steriel - 100 st



### Beschrijving

De navelstrengklem wordt gebruikt om de navelstreng van een pasgeborene tijdens de bevalling af te klemmen. Deze **Gyneas** klem voor eenmalig gebruik heeft inkepingen om de navelstreng goed vast te houden. De veilige sluiting voorkomt dat het per ongeluk wordt geopend. De navelstrengklem is steriel, voor eenmalig gebruik en verpakt in een individueel zakje.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Gyneas
	Nee
<b>sku</b>	1626701
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Kwaliteit instrumenten</b>	Wegwerp steriel
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos