

1549559 - Tremorbeker - Easi 2 - waaier - 1 handvat - wit - 330 ml - 1 st



Beschrijving

Uiterst geschikt voor mensen met tremor: het unieke inzetstuk vertraagt de beweging van de vloeistof. De waaier is gemakkelijk te verwijderen met meegeleverd inox haakje. De waaier is gemaakt uit een vrij harde kunststof en past niet in bekertjes met een andere vorm.

Specificaties

Deksel	Nee
Handvat	Ja
HACCP-conform	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Nee
Samenstelling	Harde kunststof
sku	1549559
Inhoud	300 ml
Kleur	Wit
Type verpakking	Stuk