

## 1012149 - Leukoplast® soft white - op rol - 6 cm x 5 m - 1 st



### Beschrijving

Leukoplast soft white wondpleister is vervaardigd uit 100% non-woven materiaal met een acryl kleeflaag en een polyethyleen omhulsel. De **BSN** wondpleister is geschikt voor het afdekken en verbinden van kleine wondjes bij een gevoelige huid. De wondpleisters zijn zeer lucht -en waterdampdoorlatend, en zeer geschikt voor patiënten met een gevoelige huid zoals baby's.

## Specificaties

<b>Merk</b>	BSN
<b>Samenstelling</b>	100% non-woven materiaal, acryl kleeflaag, polyethyleen omhulsel
<b>Kompres</b>	Ja
<b>Geperforeerd</b>	Nee
<b>sku</b>	1012149
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	6 cm x 5 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk