

1626330 - Blunt Filter naald - 18 G x 1,5" - met 5 Micron filter - 100 st

Image

Beschrijving

De BD Blunt Micron Needle 18G x 1,5" is ontworpen voor veilige, efficiënte en betrouwbare medicatievoorbereiding. De stompe filtertip met geïntegreerd 5µmicronfilter houdt deeltjes effectief tegen, zodat elke medicatie-opzuiging uit glazen ampullen schoon en consistent verloopt.

Dankzij het blunt design helpt deze naald het risico op prikaccidenten aanzienlijk te verminderen — een belangrijke meerwaarde voor drukke apotheken en zorgomgevingen waar veiligheid en snelheid hand in hand moeten gaan.

Ideaal voor :

- Apotheekmedewerkers
- Zorgprofessionals die regelmatig met medicatieflacons werken

Een praktische, veilige en hoogwaardige keuze voor wie geen compromissen wil maken op het vlak van kwaliteit en bescherming.

Specificaties

Merk	BD
sku	1626330
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Alcoholvrij	Ja
Aantal stuks	100
Afmeting	18G x 1 1/2"
Afmeting in mm	1,2 x 40 mm
Kleur	Paars
Type verpakking	Doos