

1544873 - Molift raiser transferhulp - 1 st



Beschrijving

Het Molift Raiser-platform is ontworpen om de zorgvrager veilig van een zittende naar een staande positie te brengen, met behoud van de best mogelijke ergonomische beweeg- en verwerkingsomstandigheden voor de zorgverlener. De unieke beensteun is ontworpen om eenvoudig met één hand te verstellen. Ook de wielvergrendeling (rechts of links) blokkeert beide wielen tegelijk en biedt een veilige remoplossing in omgevingen met weinig ruimte. De fijnkorrelige afwerking van de voetplaat zorgt voor een antislippervlak en de handgreep biedt veel verschillende greepmogelijkheden. Dankzij deze kenmerken voelt de gebruiker zich veilig tijdens de hele transfer.

Specificaties

Merk	Molift
Gewicht product	14.2 kg
Samenstelling	Staal, kunststof, aluminium, thermoplastisch rubber
sku	1544873
Maximale tilbelasting	150 kg
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk