

1010668 - MONOCRYL™ hechtdraad 4/0 - 19 mm - 70 cm - Y422H - 1 st



Beschrijving

MONOCRYL™ hechtdraad is een monofilament synthetische oplosbare hechtdraad voor chirurgisch gebruik, bereid uit een copolymeer van glycolide en epsilon-caprolacton.

Voordelen

- Monofilament
- Synthetisch
- Resorptietijd: 90-120 dagen

Specificaties

| | |
|-----------------------------|--|
| Merk | Ethicon |
| SKU leverancier | ETHIY422H |
| Samenstelling | Hechtdraad: copolymeer: glycolide, epsilon-caprolacton |
| sku | 1010668 |
| Steriel | Ja |
| Resorbeerbaar | Ja |
| Draadlengte | 70 cm |
| Draaddikte | 4/0 |
| Naald lengte | 19 mm |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse III |
| Type verpakking | Stuk |