

1623456 - SportsArt Elite Line Eco-Natural T674L loopband - 5HP - LCD display



Beschrijving

De **SportsArt T674L Treadmill** uit de **ECO-NATURAL™ Elite Line** staat voor **design, technologie, duurzaamheid en cardiovasculaire topkwaliteit**. Deze innovatieve loopband is uitgerust met een krachtige **5.0 HP AC-Servo motor**, een energiezuinige **ECO-DRIVE™ aandrijving** en het onderhoudsarme **ECO-GLIDE™ auto-lubrication system**. Daarmee levert de T674L topprestaties met een lagere ecologische voetafdruk.

Het **MyFlex+ omni-directional cushioning system** garandeert optimale demping en comfort, waardoor spieren en gewrichten worden ontlast. Met een **snelheidsbereik van 0.15 – 15.5 mph (0.25 – 25 kph)** en een **hellingshoek van 0–15%**, is de T674L geschikt voor zowel wandelen en revalidatie als intensieve hardlooptraining.

Dankzij **meertalige ondersteuning, USB-oplaadpoort en hartslagontvangers** via contact en telemetry, wordt elke training gebruiksvriendelijk en compleet.

Belangrijkste kenmerken van de SportsArt T674L:

- **5.0 HP AC-Servo motor** – krachtig en betrouwbaar
- **ECO-DRIVE™ motor** – energie-efficiënt en duurzaam
- **ECO-GLIDE™ auto-lubrication system** – vermindert onderhoud
- **MyFlex+ cushioning system** – uitstekende schokabsorptie en gewrichtsbescherming
- **Snelheidsbereik:** 0.15 – 15.5 mph / 0.25 – 25 kph
- **Incline range:** 0 – 15% voor veelzijdige training
- **Meertalige ondersteuning + USB-oplaadpoort**
- **Hartslagmeting:** contact en telemetry

Technische specificaties:

- **Unit Weight:** 195 kg
- **Afmetingen (L x B x H):** 213.1 x 84.9 x 146.2 cm
- **Maximaal gebruikersgewicht:** 205 kg
- **Loopoppervlak:** 21.5 x 61 in / 54.6 x 154.9 cm
- **Belt size:** 325 x 54.5 x 0.2 cm

De **SportsArt T674L Treadmill** is ideaal voor:

- **Fitnessclubs en sportscholen** die premium apparatuur zoeken
- **Revalidatiecentra en fysiotherapiepraktijken** waar comfort en lage impact cruciaal zijn
- **Thuisgebruikers** die een professionele, energiezuinige loopband wensen

Specificaties

Merk	SportsArt
sku	1623456
Gewicht	195 kg
Type verpakking	Stuk