

## 1531607 - Schiller FRED easy Life - volautomatisch - Engelstalig



### Beschrijving

De automatische externe defibrillator waarmee iedereen levens kan redden. Het biedt gedetailleerde, eenvoudige en duidelijke visuele en audio-instructies om de hulpverlener veilig door het reanimatieproces te leiden. Een metronoom geeft het juiste ritme aan voor het uitvoeren van effectieve borstcompressies.

Met de volledig automatische AED bevestigt u de elektroden op de patiënt, zet u het apparaat aan en laat u het apparaat analyseren voordat het de schok toedient, indien van toepassing.

#### Begeleid van begin tot eind

- De beelden die rond het scherm zijn gerangschikt, herinneren aan de stadia van reanimatie.
- Gesproken en schriftelijke instructies leiden u door alle omgevingsomstandigheden (lawaaï, duisternis).
- Een metronoom vertelt u het juiste ritme voor het uitvoeren van effectieve borstcompressies.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Schiller
<b>sku</b>	1531607
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Stuk