

## 1102510 - Tork onderzoekstafelpapier Mediroll - 1 laags - 49,5 cm x 170 m - 1 st



### Beschrijving

Bescherm uw onderzoekstafel met de wegwerpbare Tork Onderzoekstafelrol Universeel. De geperforeerde onderzoekstafelrol is ideaal om een hoge mate van hygiëne te waarborgen in de gezondheidssector. De rollen zijn geschikt voor gebruik in combinatie met de Tork Onderzoekstafelrol Dispenser.

Door de extra hoge capaciteit met meer dan 460 vellen is er minder onderhoud.

- Geperforeerd om eenvoudig af te scheuren en het verbruik in toom te houden.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Tork
<b>Samenstelling</b>	Gerecyclede vezels
<b>Rolbreedte</b>	49.5 cm
<b>Rollengte</b>	185.2 m
<b>Vellengte</b>	40 cm
<b>Diameter van de rol</b>	19 cm
<b>Diameter van de binnenkant van de huls</b>	5.9 cm
<b>sku</b>	1102510
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Lagen</b>	1 laag
<b>Maat</b>	49,5 cm x 170 m
<b>Type verpakking</b>	Doos