

1609923 - Guedel airways - steriel - 40 mm - roze - 25 st



Beschrijving

Dahlhausen Guedel airways zijn medische hulpmiddelen die worden gebruikt om een luchtweg vrij te houden bij bewusteloze of niet-reagerende patiënten. Guedel airways zijn er in verschillende maten voor verschillende leeftijdsgroepen en zijn gemaakt van PE. Ze worden in de mond van de patiënt ingebracht om de tong naar voren te houden en te voorkomen dat deze de luchtweg blokkeert.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Samenstelling	PVC
Normeringen	ISO 5364:2016
sku	1609923
	Nee
Kleur	Roos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Pak