

1603634 - Unometer™ Safeti™ Plus 150 cm - 2 L - 1 st



Beschrijving

Unometer™ Safeti™ Plus is een urinemeter (150 cm) met kamer voor nauwkeurige meting van diurese per uur. Het is voorzien van een bodemuitlaat en ontworpen om infectie te voorkomen. Bovendien is de Unometer™ Safeti™ Plus steriel en zit er een vaste opvangzak bij met een KombiKon™ portaal voor monsters af te nemen.

Specificaties

Merk	Convatec
Samenstelling	Polyvinylchloride, ABS, polypropyleen, polyethyleen en styreen-acrylonitril
sku	1603634
Type verpakking	Stuk