

1532854 - Digitale bloeddrukmeter BP A2 Basic - geheugen 30 metingen - flexibele manchet met bereik 22-42 cm - bovenarm - 1 st



Beschrijving

De **Microlife** A2 Basic bloeddrukmeter is ideaal voor thuisgebruik om op een eenvoudige manier nauwkeurig de bloeddruk te meten en slaat 30 bloeddrukwaarden automatisch op in het geheugen. Door de unieke PAD technologie screent de bloeddrukmeter tijdens een meting ook vroegtijdig op mogelijke hartritmestoornissen en dankzij de Gentle+ technologie wordt de manchet niet harder opgepompt dan nodig is tijdens een meting.

Voordelen

- PAD-technologie voor detectie van onregelmatige hartslag
- 30 geheugenplaatsen, slaat automatisch 30 bloeddrukmetingen in het geheugen op
- Instelbare tijd en datum
- Geheugen-gemiddelde functie: berekent gemiddelde van het complete geheugen
- Sensor voor bewegingsfout
- Lege batterij melding

Specificaties

Merk	Microlife
Bebat tax	0.06 EUR
sku	1532854
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Soortgelijke producten	Ja
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk