

## 1559093 - Seca 232 meetlat voor babyweegschaal Seca 334 - 1 st



### Beschrijving

Een analoge meetlat om samen te gebruiken met de Seca weegschalen 336i, 333 en Seca 336. De meetwaarden zijn eenvoudig af te lezen met verbeterde kleurmarkeringen, heeft een hoofd -en voetpositiehulp.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Seca
<b>Telescopisch</b>	Nee
<b>Demonteerbaar</b>	Ja
<b>Connecteerbaar met weegschaal</b>	Ja
<b>sku</b>	1559093
<b>Gradatie meetlat</b>	1 mm
<b>Meetbereik</b>	35 - 80 cm
<b>Type meetlat</b>	Baby meetlat
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Stuk