

# 1004915 - MONOCRYL™ hechtdraad 3/0 - 24 mm - 70 cm - Y442H - 1 st



## Beschrijving

MONOCRYL™ hechtdraad is een monofilament synthetische oplosbare hechtdraad voor chirurgisch gebruik, bereid uit een copolymeer van glycolide en epsilon-caprolacton.

### Voordelen

- Monofilament
- Synthetisch
- Resorptietijd: 90-120 dagen

## Specificaties

<b>Merk</b>	Ethicon
<b>SKU leverancier</b>	ETHIY442H
<b>Samenstelling</b>	Hechtdraad: copolymeer: glycolide, epsilon-caprolacton
<b>sku</b>	1004915
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Resorbeerbaar</b>	Ja
<b>Draadlengte</b>	70 cm
<b>Draaddikte</b>	3/0
<b>Naald lengte</b>	24 mm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
<b>Type verpakking</b>	Stuk