

1622025 - ECG elektroden - TAB - hydrogel - pediatric - 34x13mm - 10x100 st



Beschrijving

TAB-electroden zijn vooral bedoeld om kortdurende rust -ecg's af te nemen. Ze zijn eenvoudig aan te brengen en comfortabel om te dragen.

Specificaties

Merk	Sorimex
sku	1622025
Normeringen	ISO 13485:2016-08
Radio opaque	Nee
Basismateriaal	PET papier
Gelsoort	Hydrogel
Materiaal drukknop aansluiting	Niet van toepassing
Shelflife	2 jaar
Toepassing	Resting tests
Doelgroep	Pediatric
Maat	34 x 13 mm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos