

1543535 - MG 260 HD shiatsu massagekussen 2-in -1 zwart - 1 st



Beschrijving

Shiatsu massagekussen 2-in 1 geeft je zowel een rugmassage als een rolmassage of een nekmassage. Met 3 individuele selecteerbare massagezones en 2 snelheden maakt het een veelzijdig massagekussen. Met 2 roterende Shiatsu massagekoppen, roterend of rollend in paren en 3 individueel selecteerbare massagezones, 2 snelheden. Wordt teenvoudig bediend met een handmatige bedieningsschakelaar, te gebruiken op alle stoelen met voldoende zitdiepte en rugleuning. De hoezen mogen in het wasmachine op 30° en zijn vervaardigd uit mesh en velours voor nek. Wordt bevestigd met een klittenband en heeft een timerfunctie met 5/10/15 min.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 45 cm, H 82 cm, L 38 cm
SKU leverancier	64037
Vermogen	42 W
Warmtefunctie	Ja
Infraroodwarmte	Nee
Massage programma's	3
Aantal functies	2
Aantal massagekoppen	4
sku	1543535
Voeding	Netvoeding
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk