

1501871 - Tork Dispenser toiletpapier roll twin T4 - zwart - 15, 8 x 28, 6 x 15,3 cm - 1 st



Beschrijving

Tork Traditioneel toiletpapier dispenser uit de Elevation-lijn is geschikt voor weinig bezochte sanitaire ruimtes en zorgt voor minder onderhoud door middel van twee traditionele rollen toiletpapier. Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern design dat een blijvende indruk maakt op uw gasten.

Voordelen

- Unieke afscheurfunctie maakt het gemakkelijk te gebruiken en voorkomt beschadiging van de handen
- Compact en ruimtebesparend ontwerp dat in kleinere sanitaire ruimtes past
- Afgesloten dispenser die rollen beschermt voor een betere hygiëne

Specificaties

Merk	Tork
Product afmetingen	H 28.6 cm
sku	1501871
Type dispenser	Dispenser toiletpapier
Kleur	Zwart
Type verpakking	Stuk