

## 1549911 - Bedspondebeschermer 35 x 200 cm - met gespen en clip - 1 st



### Beschrijving

**Fico** onrusthek -of bedrandbeschermer met bevestigingssysteem gespen en clips. Zorgt voor een grote bewegingsvrijheid en veiligheid zonder dat de patiënt zich kan kwetsen. De beschermers zijn eenvoudig en snel te bevestigen via gespen en clips. Ze zijn vervaardigd uit PU-stof met zachte vulling van vaste watten op doek. Zowel de buitenstof als de watten zijn brandvertragend. De onrusthekbeschermer is sterk, ondoordringbaar, antiallergisch en huisstofmijtwierend.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>Product afmetingen</b>	B 35 cm, L 200 cm
<b>Brandvertragend</b>	Ja
<b>sku</b>	1549911
<b>Bevestigingssysteem</b>	Met gespen en clips
<b>Type verpakking</b>	Stuk