

1103241 - Tork advanced wash cloth folded - 6-laags - 19 x 25 cm - 1600 vellen - 1 st



Beschrijving

Bied extra zorg voor uw patiënten met de **Tork** Wasdoek Geavanceerd, ideaal voor het wassen van patiënten met water en milde zeep.

- Sterke en zachte wasdoeken voor een hoge efficiëntie

Specificaties

Merk	Tork
SKU leverancier	747450
Samenstelling	Houtvezels
Normeringen	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
Ongevouwen breedte	25 cm
sku	1103241
Kleur	Wit
Lagen	6-laags
Type verpakking	Doos