

1543056 - Fixatiegordel romp Swift Mobil



Beschrijving

De Etac Chest Belt is eenvoudig te verstellen en wordt bevestigd rond de riemen van de rugsteunbekleding. De riem wordt aanbevolen in combinatie met een Etac Heupgordel voor extra ondersteuning.

Specificaties

Merk	Etac
Samenstelling	Polyester
Normeringen	EN 12182
sku	1543056
Fixatie categorie	Riemen
Gebruik fixatiemateriaal	In een rolstoel
Sluiting	Gespen
Soort bevestiging	Ventrale bevestiging
Type verpakking	Stuk