

1621804 - Keiser A400 Lateral Pull Down-BLK



Beschrijving

De **Keiser A400 Lat Pulldown** herdefinieert rugtraining met innovatieve **Pure Resistance Technology™ (PRT)**. In tegenstelling tot traditionele systemen werkt dit toestel met een pneumatische weerstand die schokbelasting elimineert en beweging volledig controleerbaar maakt – essentieel voor revalidatie, blessurepreventie en high-performance training.

Belangrijkste Voordelen:

- **Effectief bij elk tempo:**
- **Hoge snelheden** voor kracht en explosiviteit
- **Lage snelheden** voor gecontroleerde krachtopbouw
- **Geen schokbelasting:** Voorkomt overbelasting van gewrichten en bindweefsel – veiliger, comfortabeler en minder pijnlijk.
- **Realtime data-analyse:** Volg prestaties via het digitale display en de **Keiser Metrics App** – nauwkeurige krachtmeting en herhalingsregistratie.

Unilaterale Functionaliteit:

- **Onafhankelijke armbewegingen:** Train beide zijden afzonderlijk om spieronevenwichten te corrigeren en symmetrie te verbeteren.
- **Voorkomt compensatie:** De sterke kant compenseert niet langer voor de zwakke – ideaal voor revalidatie en evenwichtige krachtontwikkeling.

Technische Kenmerken:

- **Verhoogd weerstandsbereik:** Voor intensieve en functionele trainingsdoelen.
- **Keiser Dynamic Variable Resistance:** Volledig instelbare weerstand, vloeiende overgangen, geschikt voor elke gebruiker.
- **Groot digitaal display:** Toont weerstand en telt herhalingen.

Ideaal Voor:

- **Fysiotherapeuten** en revalidatiepraktijken
- **Sport- en krachttrainers** die symmetrische ontwikkeling nastreven
- **Ziekenhuizen** en **topsportomgevingen** waar gecontroleerde, veilige training essentieel is

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	B 91 cm, H 196 cm
Gewicht product	93 kg
sku	1621804
Weerstand	0 -134 kg
Type verpakking	Stuk