

1549203 - Speedicath nelatonsondes - hydrofiele coating - éénmalig gebruik - 20 cm - Ch 14 - steriel - 1 x 30 st



Beschrijving

SpeediCath is een gebruiksklare katheter. U hoeft geen water of glijmiddel toe te voegen, of te wachten tot de coating geactiveerd wordt.

SpeediCath is ontworpen om het comfort te verhogen en het risico op urethrale beschadiging te beperken. De unieke hydrofiele coating en de gepolijste oogjes garanderen elke dag een buitengewoon vlotte katheterisatie, zowel bij het inbrengen als bij het verwijderen.

SpeediCath is snel en makkelijk te gebruiken. Dankzij de trekkring kan hij makkelijk geopend worden, en het kleefpunt zorgt ervoor dat de katheter steeds op zijn plaats blijft.

Specificaties

Merk	Coloplast
Lengte sonde	20 cm
Samenstelling	Hydrofiele coating
Steriel	Ja
sku	1549203
Diameter sonde	Ch 14
Geslacht	Vrouwen
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
Type verpakking	Doos