


1610065 - PROLENE™ hechtdraad 6/0 - 15 mm - 45 cm - EX1 - 24 st



Beschrijving

PROLENE™ hechtdraad (geverfd of ongeverfd) is een niet-absorbeerbare, steriele hechtdraad voor chirurgisch gebruik, samengesteld uit een isotactisch kristallijn stereoisomeer van polypropyleen, een synthetische lineaire polyolefine. De geverfde hechtdraad is blauw gepigmenteerd om de zichtbaarheid te vergroten.

Voordelen

- Monofilament
- Synthetisch

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	W8873T
Samenstelling	Polypropyleen
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Nee
sku	1610065
Draadlengte	45 cm
Draaddikte	6/0
Naald lengte	15 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Doos