

## 1543288 - Cold/Hot Pack Special II - 30 x 40 cm - 1 st



### Beschrijving

Kompressen met blauwe, milieuvriendelijke gelvulling voor een passende behandeling bij koude/warmtebehandeling. De duurzame PE/PE-zak blijft flexibel bij temperaturen onder het vriespunt.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Dahlhausen
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Samenstelling</b>	PE, water, verdikkingsmiddel, natrium, carboxymethyl cellulose -E133
<b>Normeringen</b>	ISO 13485:2016
<b>sku</b>	1543288
<b>Gebruik hot/cold packs</b>	Herbruikbaar
<b>Maat</b>	30 x 40 cm
<b>Type packs</b>	Cold/hotpack
<b>Type verpakking</b>	Stuk