

## 1539425 - Maielast® haft glatt - cohesieve windel - 6 cm x 4 m - 1 st



### Beschrijving

**MaiMed®** haft glatt cohesieve elastische windel, hecht zich door middel van de micro-dot latex coating. Dit maakt de windel gebruiksvriendelijk omdat er geen verbandklemmen nodig zijn door de eigen hechting. Een niet-steriele windel die gesteriliseerd kan worden. Geschikt voor snelle zorg op poliklinische afdelingen of operaties, vóór diagnose of behandeling. Geschikt voor alle soorten fixatieverbanden.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Maimed
<b>Samenstelling</b>	95 % polyester, 5 % polyamide
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Zelfklevend</b>	Ja
<b>sku</b>	1539425
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	6 cm x 4 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk