

1550618 - 3M™ Littmann® Lightweight II SE stethoscoop - hemelsblauw - 1 st



Beschrijving

De 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. stethoscoop is een ideaal instapmodel met een instelbaar membraan, dubbelzijdig borststuk en betrouwbare akoestische prestaties. De druppelvorm maakt auscultatie rondom bloeddrukmanchetten makkelijker.

Specificaties

Merk	Solventum
Gewicht product	0.118 kg
Samenstelling	Epoxy afwerking
Digitaal	Nee
Verstelbaar membraan	Ja
Lengte slang	71 cm
sku	1550618
Kleur steel	Standaard
Akoestische prestaties	6
Binaurale constructie	Enkelvoudige slang
Kleur	Hemelsblauw
Technologie borststuk	Dubbelzijdig
Toepassing	Lichamelijk onderzoek
Type stethoscoop	Lightweight II SE
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk