

1509026 - WelchAllyn manuele bloeddrukmeter 767 - tafelmodel - 2 slangen - flexiport manchet maat 11 - 25-34 cm - 1 st



Beschrijving

Professionele zeer nauwkeurige manuele bloeddrukmeter tafelmodel van **Welch Allyn** geeft snelle en 100% betrouwbare resultaten. Vrij van latex en kwik. Alternatieve modellen uit dezelfde reeks kunnen als tafelmodel en er is een versie met muurbevestiging. Inclusief, herbruikbare FlexiPort Adult manchet, maat 11.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1509026
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk