

## 1104812 - WelchAllyn vaginale wegwerpspecula voor kleenspec 800 lichtbron - I - 1 x 18 st



### Beschrijving

Comfortabel en volledig glad afgewerkt in transparante kunststof voor een optimale visuele gynaecologische analyse. De hoogkwalitatieve vaginale wegwerpspecula van **Welch Allyn** zijn geschikt voor Kleenspec 800 lichtbron.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>sku</b>	1104812
<b>Maten specula</b>	L
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos