

1551919 - HUMAC NORM



Beschrijving

De nieuwe **CSMI** Humac Norm met Humac Plus software is een isokinetisch test- en trainingsapparaat voor het testen en trainen van knie, heup, schouder, elleboog, pols en rug (optie).

Met meer dan 70 Humac Norms op de Belgische markt en onze 30 jaar ervaring beschikt Arseus Medical over een uitgebreid netwerk van gebruikers waardoor de uitwisseling van informatie en resultaten een krachtige troef is.

De testwaarden verkregen uit de Cybex-tests zijn vergelijkbaar met de normatieve en multicenterwaarden die op Cybex worden uitgevoerd. Deze gevalideerde normen zijn niet vergelijkbaar met andere merken. Zij zijn ook het onderwerp geweest van talrijke internationale publicaties.

Specificaties

Merk	CSMI
Normeringen	EN ISO 13485:2016
sku	1551919
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk