

1602029 - WelchAllyn eco bloeddrukmanchetten voor eenmalig gebruik - kind - 15-21 cm - 1 x 100 st



Beschrijving

De Welch Allyn FlexiPort kindermanchet zorgt voor precieze en comfortabele bloeddrukmetingen bij armomtrekken van 15 tot 21 cm. Deze robuuste, latexvrije manchet is geschikt voor Welch Allyn bloeddrukmeters met een FlexiPort-aansluiting en wordt geleverd met 3 jaar garantie.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1602029
Type verpakking	Stuk