

1550555 - Dover Tiemannsondes met ballon 5 - 10 ml - silicone - 44 cm - Ch 18 - 1 x 10 st



Beschrijving

Tiemann siliconen katheters met Tiemann tip zijn gemaakt van biocompatibel, anorganisch, niet-poreus, niet-toxisch en niet-klevend materiaal. Dat helpt de incidentie van korstvorming, urethritis en strictuur te verminderen in vergelijking met latexkatheters, de katheters zijn vrij van latex. De katheters zijn verpakt in een buitenste peel-back zakje en een gemakkelijk te openen binnenste schede. Deze sonde kan worden gesteriliseerd met ethyleen oxide.

Specificaties

Merk	Cardinal Health
Product afmetingen	L 44 cm
Samenstelling	100% silicone
Latex vrij	Ja
Steriel	Nee
sku	1550555
Diameter sonde	Ch 18
Geslacht	Unisex
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos