

1543150 - Belluno - elektrisch bed - 90 x 200 cm - beuk - 1 st



Beschrijving

Klassieke elegantie en rechthoekige vormgeving kenmerken het Belluno-verpleegbed. Met de uit vier delen bestaande instelbare ligvlakken kan de patiënt verschillende rust- en comfortabele posities instellen. Het elektrisch verstelbare ligvlak vergemakkelijkt het instellen van een persoonlijk comfortabele bedpositie dankzij een automatische drievoudige functie voor het aanpassen van het hoofd- en voeteneinde. De bedhoogte is traploos instelbaar van 36 - 80 cm en maakt in- en uitstappen en een ergonomisch comfortabele verpleeghoogte mogelijk. De beddekken zijn discreet in het bedframe geïntegreerd en kunnen in een paar eenvoudige stappen worden neergelaten als ze niet nodig zijn.

Specificaties

Merk	Bock
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1543150
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk