

## 1611074 - Klinion drukverband - steriel - 12 cm x 12 cm - 10 st



### Beschrijving

Het Klinion snelverband is ideaal voor snelle en effectieve bedekking van een bloedende wond. Met name geschikt voor EHBO-gebruik en onmisbaar in de verbanddoos.

Het betreft een gerolde windel gemaakt van samengeperste verbandwatten, omhuld met een nonwoven laag. Aan beide zijden is een licht elastisch hydrofiel windsel bevestigd.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Klinion
<b>Samenstelling</b>	Absorberend kompres van geperste watten met een non-woven wondcontactlaag. Beide zijden zijn voorzien van een fixatiezwachtel.
<b>sku</b>	1611074
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Zelfklevend</b>	Nee
<b>Kompres</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Aantal per verpakking</b>	1 x 10 st
<b>Maat</b>	12 x 12 cm
<b>Type verpakking</b>	Doos