


1549580 - Linido vaste beugel 60 cm - rvs - wit - 1 st



Beschrijving

Deze beugel wordt toegepast aan beide zijden van het toilet om steun te bieden tijdens het gaan zitten, opstaan, zitten en tijdens het hanteren van kledingstukken. Deze horizontale beugel bevindt zich altijd in dezelfde positie, wat voor sommige gebruikers extra zekerheid geeft.

De diameter van de buis is 28 mm (rvs) of 28,6 mm (staal). Uit onderzoek blijkt dat deze diameter prettig in de hand ligt voor zowel kleinere als grotere handen.

De beugel heeft een dubbele buis in loopvorm. Bij een voorwaartse transfer is het gemakkelijker om de voorkant vast te grijpen en te houden: men kan niet met de hand van de beugel glijden. Bovendien wordt door deze vorm voorkomen dat kledingstukken blijven haken.

De vaste toiletbeugel wordt direct op de muur gemonteerd. De bevestigingspunten zijn goed bereikbaar en worden na montage afgedekt met witte afdekdoppen. Indien gewenst, is er een aparte bevestigingsset beschikbaar.

Naast toepassing bij het toilet, kunnen de beugels ook in een douche geplaatst worden. Ze zijn waterbestendig en maken het mogelijk een transfer uit te voeren waarbij er vraag is naar een hogere belastbaarheid dan een armlegger kan bieden.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2601.0604-02
sku	1549580
Categorie toiletsteunen	Vaste toiletsteunen
Kleur	RVS/wit
Lengte toiletbeugels	600 mm
Materiaal	RVS gecoat
Maximale horizontale belasting	150 kg
Maximale zijwaartse belasting	100 kg
Type verpakking	Stuk