

## 1577021 - Agani™ veiligheidsnaalden - 21G x 1 1/2" - groen - 100 st



### Beschrijving

Agani™ veiligheidsnaalden van **Terumo** zijn latexvrije, EO-gesteriliseerde hypodermische naalden voor eenmalig gebruik, gemaakt van kunststof en roestvrij staal. Ze zijn speciaal ontworpen om een hoge mate van veiligheid, zorg en comfort te bieden bij de injectie of de aspiratie van geneesmiddelen of bloed en om prikongevallen te voorkomen. Na het terugtrekken van de naald, kan de aanwezige beschermhuls over de naald worden geklikt om het risico op een onbedoelde naaldprik te minimaliseren.

De scherpe punt vergemakkelijkt de penetratie van de huid en helpt het trauma te minimaliseren. De siliconen coating zorgt voor goede glijdende eigenschappen en maakt een soepele inbreng mogelijk.

De Agani™ veiligheidsnaalden zitten in een steriele, individuele blisterverpakking met ISO-kleurcodering en kunnen worden gebruikt met standaard luer-slip- of luer- lockspuiten.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	SAN*2138R1
<b>Samenstelling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bescherming: polypropyleen</li><li>• Omhulsel: polypropyleen</li><li>• Hub: polypropyleen</li><li>• Canule: roestvrij staal</li><li>• Protector: polypropyleen</li><li>• Kleefstof: epoxy lijm</li><li>• Glijmiddel: siliconen olie</li></ul>
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Ja
<b>sku</b>	1577021
<b>Bevel</b>	Regular 11°
<b>Afmeting</b>	21G x 1 1/2"
<b>Afmeting in mm</b>	0,8 x 38 mm
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos