

1603843 - BD™ Venflon Pro - I.V. katheter met vleugels en injectiepoort - 16G x 2" - grijs - 50 st



Beschrijving

BD™ Venflon Pro katheter met vleugels en injectiepoort zijn geschikt voor het toedienen van medicatie, bloedtransfusie. De katheter heeft een luer-lock toegang om de katheter te bevestigen op I.V. toedieningssets. De katheterhub heeft een injectiepoort aan de bovenkant voor injectie zonder dat er een injectienaald nodig is. De katheter is vrij van latex, DEPH en PVC.

Specificaties

Merk	BD
SKU leverancier	393209
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none">• Katheter hub: polypropyleen• Naaldgreep: polypropyleen• Flow Control Plug: polypropyleen• Poortklep: polyethyleen• Katheter: polyurethaan• Naaldbeschermingskap: polyethyleen• Bushing: polyetherimide• Luer-Lock Plug: polypropyleen• Klep: siliconenrubber• Naald: roestvrij staal
sku	1603843
Steriel	Ja
Normeringen	EN ISO 13485
Debiet	236 milliliter per minute
Afmeting	16G x 2"
Afmeting in mm	1,8 x 45 mm
Kleur	Grijs
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos