

## 1574741 - Exadrop® druppelregelaar intraveneuze toediening - 50 st



### Beschrijving

Exadrop® **B. Braun** is ontworpen voor gebruik in situaties met zwaartekrachtstroming waarin variabele, nauwkeurige infusiesnelheden nodig zijn voor de veiligheid van de patiënt en de werkzaamheid van het geneesmiddel. Zorgt voor een consistente en reproductieve stroomsnelheid dat gemakkelijk en snel te selecteren is en is compact en eenvoudig in gebruik.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Braun
<b>Product afmetingen</b>	L 180 cm
<b>Samenstelling</b>	Vrij van DEPH
<b>sku</b>	1574741
<b>Latex vrij</b>	Nee
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Doos