

**1574009 - Dokterstas - 3-vaks fietstas - 38 x 25 x 22 cm - leder -
bruin - 1 st**



Beschrijving

Fietstas gemaakt uit Belgisch leder met plantaardige tanning. Met een groot binnenvak met uitneembare vakverdeler verstelbaar door middel van velcro, 1 ritsvak, versterkt laptopcompartiment en 1 voorvak. Met schouderriem. Via het fietssysteem kan je de tas makkelijk op je bagagedrager van je fiets plaatsen, snel op- en afklikbaar. Aan te passen aan de breedte van je bagagedrager.

Specificaties

Product afmetingen	B 22 cm, H 25 cm, L 38 cm
Verstelbare schouderriem	Ja
sku	1574009
Aantal handgrepen	1
Aantal voortassen	0
Aantal zijvakken	0
Categorie	Dokterstas
Materiaal	Leer
Kleur	Bruin
Type verpakking	Stuk