


## 1573832 - Renol lange pin voor magneetslot - 50 st



### Beschrijving

Perfect geschikt voor de geriatrische omgeving. Snel en gemakkelijk te gebruiken. Maakt het mogelijk om tot 3 banden boven elkaar vast te maken.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFK50201
<b>Noodzakelijke opties</b>	Niet van toepassing
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1573832
<b>Breedte riemen</b>	Niet van toepassing
<b>Breedte tailleband</b>	Niet van toepassing
<b>Fixatie categorie</b>	Toebehoren voor riemen
<b>Gebruik fixatiemateriaal</b>	Niet van toepassing
<b>Maat bevestigingsriem</b>	Niet van toepassing
<b>Sluiting</b>	Sloten
<b>Soort bevestiging</b>	Niet van toepassing
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk