

## 1351214 - Standaard infusiepomp - type Nurse Call - FULLPRESS - Franstalig



### Beschrijving

Terumo's Terufusion Advanced Infusion System biedt nauwkeurige, betrouwbare en innovatieve spuit- en volumetrische pompen, zonder de zorgverleners extra te belasten. Ze combineren geavanceerde technologieën met stressvrije, gebruiksvriendelijke functionaliteiten om hen in staat te stellen de beste resultaten voor de patiënt na te streven.

Zorgverleners moeten de pompen gemakkelijk kunnen verplaatsen. Met behulp van de geïntegreerde handgreep en de flexibele paalklem kunnen pompen eenvoudig aan een paal of een Terufusion™-rek worden bevestigd of verwijderd.

Zorgverleners moeten in één oogopslag kunnen zien welk alarm of welke waarschuwing is geactiveerd. Door kleuren en realistische illustraties maakt de Terufusion™ pomp direct onderscheid tussen hoge (rood) en lage (geel) prioriteit van alarmen. Rode alarmen vereisen een onmiddellijke interventie, terwijl gele indicaties informeren om een actie in de (nabije) toekomst voor te bereiden.

### Specificaties

<b>Merk</b>	terumo_infusion
<b>sku</b>	1351214
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Stuk