

## 1605715 - Spongostan anal 8 x 3 cm - 5 st



### Beschrijving

Een steriele, in water onoplosbare, kneedbare, gelatine absorbeerbare spons van **J&J** wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit. De spons is bedoeld voor hemostatisch gebruik door het aan te brengen op een bloedend oppervlak.

Droog of verzadigd met steriele natriumchlorideoplossing gebruikt, is geïndiceerd voor chirurgische ingrepen (behalve oogheelkundige) voor hemostase, wanneer controle van capillaire, veneuze en arteriolaire bloedingen door druk, ligatuur en andere conventionele procedures niet effectief of onpraktisch is.

Droog bewaren bij gecontroleerde kamertemperatuur 15°-30° C.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Ethicon
<b>sku</b>	1605715
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Maat</b>	8 x 3 cm
<b>Type verpakking</b>	Doos