

1559308 - SL 60 antisnurk masker - 1 st



Beschrijving

Het comfortabele anti-snurkmasker herkent snurken in realtime en stopt het door zachte trillingen. Helpt onmiddellijk snurken te verminderen, de trillingen helpen om de luchtwegen te openen. Geeft een nauwkeurige snurkanalyse en in één oogopslag hoeveel uren er gesnurkt wordt. Het masker is verstelbaar in de lengte en mag in het wasmachine. Kan alleen maar gebruikt worden in combinatie met de app "Beurer sleepquiet", gratis te downloaden.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 9 cm, H 3.4 cm, L 23.5 cm
SKU leverancier	67769
sku	1559308
Type verpakking	Stuk