

1543321 - Babyweegschaal digitaal - samenklapbaar - handgreep - 15 kg - 1 st



Beschrijving

Digitale babyweegschaal die licht en comfortabel is om mee te nemen op verplaatsing. En een handige ingebouwde handgreep aan de bovenzijde. In opgeklapte toestand houden ingebouwde magneetsluitingen de weegschaal gesloten. De extra voetconsole beschermt de weegschaal tegen stoten door hard neerzetten tijdens vervoer.

Heel goed verplaatsbaar door zijn lichte gewicht en de handige beschermende draagtas met zachtschuim voering. Wordt gebruikt door ouders, kraamverzorgsters en zorginstellingen. Ambulant zowel als op tijdelijke locaties.

Zelfs als de baby erg onrustig is, berekent de weegschaal toch het juiste gewicht door het gemiddelde van de bewegingen uit te rekenen, daarbij geholpen door de stabiele meting via de acht meetsensoren waar de schaal op rust.

De gewichtswaarde wordt daarna op het grote afleesdisplay vastgezet tot 5 seconden nadat de belasting is verwijderd. Bij niet-gebruik (belast en onbelast) schakelt de weegschaal na 2,5 minuten uit om de batterij te sparen.

Specificaties

Merk	Soehnle
Geheugen	Nee
CNK-code	CNK 2474-211
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	15 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
Samenstelling	Gladde kunststof
sku	1543321
Gradatie weegschaal	10 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale babyweegschalen
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk