

## 1560067 - Pennine Levins tube ch18 - 125 cm X-ray line - open end - 40 st



### Beschrijving

De Pennine Levin-sonde is een hoogwaardige nasogastrische sonde, ontworpen voor **gastro-intestinale voeding, aspiratie van maag- en darmsappen en intestinale decompressie**. Deze flexibele, gebruiksvriendelijke sonde wordt via de neus ingebracht in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal.

Voorzien van een **röntgenzichtbare marker**, een duidelijke schaalverdeling, een **open tip, vier laterale zijopeningen** en een kleurgecodeerde trechterconnector voor eenvoudige identificatie en veilige aansluiting op toedieningssystemen. Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en andere medische instellingen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Pennine
<b>Product afmetingen</b>	L 125 cm
<b>Samenstelling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Buis- en trechterconnector – PVC (DEHP-vrij); Radio-opake lijn (röntgenzichtbaar). Niet vervaardigd met DEHP-weekmaker.</li></ul>
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>sku</b>	1560067
<b>Diameter sonde</b>	Ch 18
<b>Kleur</b>	Rood
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos